

## Cryoplus 2.0 - Guanti Cryoplus 2.0 uso criogeno



Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto



Guanto per uso criogenico lungo 38 cm realizzato con uno speciale tessuto spalmato e manichetta in crosta con cinturino in velcro regolabile. La fodera interna è composta da **materiali altamente isolanti**, tra cui una membrana che rende il guanto impermeabile e traspirante allo stesso tempo.

Testati mediante contatto con **azoto liquido** (-195,82°C), i guanti CRYOPLUS 2.0 sono ideali per utilizzo in laboratorio come protezione dal freddo estremo e contatto con gas liquidi che possono provocare gravi ustioni sulla pelle.

In conformità con le seguenti norme:

EN 388 3433X

EN 407 433124

USO CRIOGENO